


5. ENGLISH: Post adjustment: cut apical end, if necessary, to ensure seating of the second tier. Note: apical adjustment can be done after trial insertion.



DEUTSCH: Den Stift, falls erforderlich, nur am apikalen Ende kürzen, um den Sitz der zweiten Stiftauflage zu sichern. Das apikale Kürzen darf erst nach dem Probeplatzieren vorgenommen werden.

FRANCAIS: Ajustement du Tenon : si nécessaire : couper la partie apicale du Tenon, pour assurer le positionnement idéal de l'épaulement cervical.

ITALIANO: Accorciamento del perno: tagliare apicalmente, se necessario, per garantire il completo posizionamento della spalla. N.B.: l'accorciamento a livello apicale può essere fatto dopo l'inserimento di prova.

ESPAÑOL: Ajuste del poste: Corte el extremo apical, de ser necesario, para asegurarse que el segundo nivel quede asentado. Nota: el ajuste apical podrá realizarse tras la inserción de prueba.

6. ENGLISH: Note: For optimal retention use a luting cement with compatible bonding agent.


DEUTSCH: Anmerkung: Für eine optimale Retention einen Stifzement mit passendem Bonding nutzen.

FRANCAIS: Note : Pour une rétention optimale, utiliser un ciment de scellement en liaison avec un bonding compatible.

ITALIANO: Nota: Per una ritenzione ottimale usare un cemento con il relativo bonding compatibile.

ESPAÑOL: Nota: Para una óptima retención usar un cemento sellante con un adhesivo compatible.

7. ENGLISH: Dry the canal. Place composite resin cement in the canal. **Note fully seated second tier (A).** (Flexi-Flow Cem[®] from EDS is recommended). Follow with core formation and preparation (Ti-Core[®] composite Core build-up material from EDS is recommended).



DEUTSCH: Den Kanal nun trocknen. Komposit-Zement in den Kanal einbringen. Auf korrekten Sitz der zweiten Stiftauflage achten (A). (Flexi-Flow Cem[®] von EDS wird empfohlen). Mit Stumpfaufbau und -präparation weiter verfahren (Ti-Core[®] Stumpfaufbaukomposit von EDS wird empfohlen).

FRANCAIS: Sécher le canal. Placer du ciment composite dans le canal (ex : Flexi-Flow). Noter : la mise en place totale de l'épaulement cervical (A). Placer ensuite un composite pour faux-moignon (Ti-Core).

ITALIANO: Asciugare il canale. Mettere il cemento composito nel canale. Posizionare il perno sulla chiovetta e avvitarlo sino a che sia posizionato completamente. Si noti la spalla completamente posizionata (A). (Si raccomanda l'uso del cemento EDS Flexi-Flow[®] Cem). Proseguire con la formazione e preparazione del moncone (si raccomanda l'uso del materiale per ricostruzioni Ti-Core[®]).

ESPAÑOL: Sequie el canal. Coloque el cemento de resina en el canal. Observe que el segundo nivel quede completamente asentado (A). (Se recomienda el uso de Flexi-Flow Cem[®] de EDS). Continúe con la formación y la preparación del muñón (se recomienda el uso del material de composite Ti-Core[®] de EDS para la formación de muñones).

Notes: Keep posts out of sunlight. Prolonged direct exposure to sunlight will cause the post to turn brown. In all EZ-Fit post restorations, a minimum of a 1.5mm ferrule around the tooth is needed for the final restoration.

DEUTSCH: Wichtiger Hinweis: Der Stift darf dem Sonnenlicht nicht ausgesetzt werden. Längere direkte Sonneneinstrahlung führt zu einer bräunlichen Verfärbung des Stiftes. Bei allen EZ-Fit Stiftauflagen muss mindestens 1.5mm Platz (Ferrule Effekt) für die endgültige Versorgung verbleiben.

FRANCAIS: Tenir les tenons à l'abri de la lumière (une exposition prolongée peut altérer la teinte du tenon) Pour toutes les restaurations EZ FIT, un minimum de 1.5 mm de dentine supragingivale est nécessaire pour la restauration finale.

ITALIANO: Tenere i perni lontano dalla luce solare. Un'esposizione prolungata alla luce può far diventare i perni marroni. In tutte le ricostruzioni con EZ-Fit Post è necessaria una ghiera di almeno 1,5mm attorno al dente per la ricostruzione finale.

ESPAÑOL: Notas: Mantenga los postes fuera del alcance de la luz solar. Una prolongada exposición directa a la luz solar provocará que los postes se amarren. En todas las reconstrucciones realizadas con postes EZ-Fit Post, se necesitará colocar una férula de un mínimo de 1,5mm alrededor del diente para su reconstrucción final.

**FOR ADDITIONAL PRODUCT INFORMATION
AND LATEST INSTRUCTIONS, PLEASE VISIT
WWW.EDSDENTAL.COM
OR TO ORDER
CALL YOUR DENTAL DEALER**

EC REP

Authorized European Representative:

Regulatory Affairs ONLY:

European Device Solutions

33, Stapleford Road,

Middlesbrough, Cleveland,

United Kingdom.

Contact E-Mail: TQMUK@aol.com



89 Leuning Street, S. Hackensack, NJ 07606, U.S.A.

1-800-22-FLEXI

Tel: (201) 487-9090

Fax: (201) 487-5120

www.edsdental.com

MADE IN USA

U.S. Patent No. 5,669,772 and U.S. and other foreign patents pending.

EZFITN-1